

PRSC-10, платформа

ОПИСАНИЕ

10 пробирок диам. 25-30 мм (50 мл пробирки).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	10
Тип платформы	опциональная
Диаметр пробирки	20-30 мм
Объем пробирки	50 мл



КАТ. HOMEP

BS-010117-ЖК

Платформа PRSC-10



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)