

М-8/50, платформа

ОПИСАНИЕ

Роллер платформа, 8 пробирок диам. 25-30 мм (50 мл пробирки) Применение: Реакции гибридизации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип платформы	опциональная
Диаметр пробирки	20-30 мм
Объем пробирки	50 мл
Вместимость	8



КАТ. HOMER

BS-010117-РК

Платформа М-8/50



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)