

PRS-1DP, платформа

ОПИСАНИЕ

Платформа для глубоколоночных планшето́в и штативов для высоких пробирок 0,5 и 1 мл (например, Thermo 3741MTX, 3742MTX, 3744MTX).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем пробирки

0.5 мл и 1 мл



KAT. HOMEP

BS-010149-DK

Платформа PRS-1DP



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)