

PRS-14, платформа

ОПИСАНИЕ

14 пробирок диам. 20-30 мм (50 мл пробирки).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	14
Тип платформы	опциональная
Диаметр пробирки	20-30 мм
Объем пробирки	до 50 мл



КАТ. HOMER

BS-010118-BK

Платформа PRS-14



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Мульти-ротатор

Мульти-ротатор **Multi RS-60** обеспечивает реализацию нескольких видов движения в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности и увеличивает эффективность пробоподготовки тестируемых материалов и позволяет настраивать характер перемешивания в ...

[читать далее](#)