

PRS-8/22, платформа

ОПИСАНИЕ

8 пробирок диам. 20-30 мм (50 мл пробирки) и 22 пробирки диам. 10-16 мм (1.5-15 мл пробирки).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	14
Тип платформы	опциональная
Диаметр пробирки	20-30 и 10-16 мм
Объем пробирки	до 50 и 1.5-15 мл



КАТ. HOMER

BS-010118-AK

Платформа PRS-8/22



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Мульти-ротатор

Мульти-ротатор **Multi RS-60** обеспечивает реализацию нескольких видов движения в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности и увеличивает эффективность пробоподготовки тестируемых материалов и позволяет настраивать характер перемешивания в ...

[читать далее](#)