

PRS-22, платформа

ОПИСАНИЕ

22 пробирки диам. 10-16 мм (1.5 мл, 2 мл, 5мл, 10 мл 15 мл пробирки).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр пробирки	10-16 мм
Объем пробирки	1.5-15 мл
Вместимость	22
Тип платформы	standard



КАТ. HOMEP

BS-010117-FK

Платформа PRS-22



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Мини-ротатор

Мини-ротатор **Bio RS-24** осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.

Прибор простой в управлении, предназначен для лабораторий с небольшим ...

[читать далее](#)