

PRS-4/12, платформа

ОПИСАНИЕ

4 пробирки диам. 20-30 мм (50 мл пробирки) и 12 пробирок диам. 10-16 мм (1.5 - 15 мл пробирки).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр пробирки	20-30 и 10-16 мм
Объем пробирки	до 50 и 1.5-15 мл
Вместимость	4 и 12
Тип платформы	опциональная



КАТ. НОМЕР

BS-010117-AK

Платформа PRS-4/12



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Мини-ротатор

Мини-ротатор **Bio RS-24** осуществляет вертикальное вращение платформы. Ротатор идеальный инструмент для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции биологических компонентов.

Прибор простой в управлении, предназначен для лабораторий с небольшим ...

[читать далее](#)