

PV-32, платформа

ОПИСАНИЕ

Платформа для 16 микропробирок объемом 1,5–2 мл, 8 микропробирок объемом 0,5 мл и 8 микропробирок объемом 0,2 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем пробирки	2-1.5/0.5/0.2 мл
Вместимость	16/8/8
Диаметры отверстий	10/7/5 мм



КАТ. HOMEP

BS-010207-CK

PV-32



V-32
Including two platforms PV-32, PL-1
Мульти-вортекс

Мульти-вортекс V-32 предназначен для интенсивного перемешивания. V-32, в отличие от V-1, позволяет перемешивать одновременно до 32 пробирок.

Вортекс может использоваться при:

- Проведении различных операций с ДНК — депотеинизации ...

[читать далее](#)