

SV-10/10, платформа

ОПИСАНИЕ

Для 10 пробирок с внешним диаметром 12 мм (10 мл).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр	12 мм
Объем пробирки	10 мл
Вместимость	10



КАТ. HOMEP

BS-010210-BK

SV-10/10



MSV-3500
With all 4 platforms included
Пробирочный вортекс

Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров от 0,2 мл до 50 мл.

Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для life-science лабораторий, ...

[читать далее](#)