

SV-8/15, платформа

ОПИСАНИЕ

Для 8 пробирок с внешним диаметром 16 мм (15 мл)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр	16
Объем пробирки	15 мл
Вместимость	8



КАТ. HOMEP

BS-010210-DK

SV-8/15



MSV-3500
With all 4 platforms included
Пробирочный вортекс

Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров от 0,2 мл до 50 мл.

Универсальный вортекс MSV-3500 предназначен для life-science лабораторий, ...

[читать далее](#)