

SV-4/30, платформа

ОПИСАНИЕ

Для 4 пробирок с внешним диаметром 30 мм (50 мл)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр	30 мм
Объем пробирки	50 мл
Вместимость	4



KAT. HOMEP

BS-010210-AK

SV-4/30



MSV-3500

With all 4 platforms included

Пробирочный вортекс

Универсальный вортекс **MSV-3500** предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках различных типов и размеров от 0,2 мл до 50 мл.

Универсальный вортекс **MSV-3500** предназначен для life-science лабораторий, ...

[читать далее](#)