

## SC-18, блок

### ОПИСАНИЕ

Для 20 пробирок, объемом 0,5 мл + 12 пробирок, объемом 1,5 мл

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0.5 мл

20

Количество пробирок по 1.5 мл

12



### КАТ. HOMEP

BS-010120-AK

SC-18



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)