

SC-18/02, блок

ОПИСАНИЕ

Для 20 пробирок, объемом 0,2 мл + 12 пробирок, объемом 1,5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0.2 мл	20
Количество пробирок по 1.5 мл	12



КАТ. HOMEP

BS-010120-CK

SC-18/02



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)