

SC-24, блок

ОПИСАНИЕ

для 24 пробирок, объёмом 2 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 2 мл	24
Максимальные обороты, об/мин	1400
Максимальная температура	100°C



КАТ. HOMEP

BS-010120-EK

SC-24



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)