

SC-96A, блок

ОПИСАНИЕ

Для 96-луночного ПЦР микропланшета без юбки или с полуюбкой (0,2 мл) или 12 стрипов по 8 x 0.2 мл или 96 пробирок по 0.2 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

96-луночный ПЦР микропланшет без юбки или с полуюбкой, (0,2 мл)	1
---	---



КАТ. HOMEP

BS-010120-FK	SC-96A
--------------	--------



TS-100

Without thermoblock

Термошейкер для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер TS-100 — идеальный инструмент для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. Функции нагрева (до +100°C) и перемешивания выполняются как одновременно, так и независимо, т. е. в TS-100 ...

[читать далее](#)