

SC-18/02C, блок

ОПИСАНИЕ

Для 20 пробирок, объемом 0,2 мл + 12 пробирок, объемом 1,5 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0.2 мл	20
Количество пробирок по 1.5 мл	12
Максимальные обороты, об/мин	1400
Максимальная температура	100°C



KAT. HOMEP

BS-010143-CK

SC-18/02C

АКСЕССУАРЫ



TS-100C

Without thermoblock

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100C** обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Данная модель термо-шейкера отличается от модели TS-100 возможностью охлаждения образцов до +4°C. Функции **TS-100C** отвечают повышенным требованиям пользователя, включающим: ...

[читать далее](#)



TS-100C Smart

С ПО, без термоблока

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100C Smart** обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Новая модель позволяет осуществлять управление прибором в следующих режимах:

1. Мануальное, используя интерфейс фронтальной панели.
2. Через компьютерную программу используя ...

[читать далее](#)