

SC-96AC, блок

ОПИСАНИЕ

Для 96-луночного ПЦР микропланшета без юбки или с полуюбкой (0,2 мл) или 12 стрипов по 8 x 0.2 мл или 96 пробирок по 0.2 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

96-луночный ПЦР микропланшет без юбки или с полуюбкой, (0,2 мл)	1
Максимальные обороты, об/мин	1400
Максимальная температура	100°C



КАТ. HOMER

BS-010143-FK

SC-96AC

АКСЕССУАРЫ



TS-100C

Without thermoblock

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100C** обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Данная модель термо-шейкера отличается от модели TS-100 возможностью охлаждения образцов до +4°C. Функции **TS-100C** отвечают повышенным требованиям пользователя, включающим: ...

[читать далее](#)



TS-100C Smart

С ПО, без термоблока

Термошейкер с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов

Термо-шейкер **TS-100C Smart** обеспечивает перемешивание и терморегулирование образцов в микротест пробирках, ПЦР-планшете. Новая модель позволяет осуществлять управление прибором в следующих режимах:

1. Мануальное, используя интерфейс фронтальной панели.
2. Через компьютерную программу используя ...

[читать далее](#)