


В-2Е, блок

ОПИСАНИЕ

В-2Е блок для одного глубоколоночного планшета Eppendorf® 96/1000 мкл - Cat.No. 0030505204, 0030506200, 0030502205



KAT. HOMEP

BS-010159-AK

В-2Е блок для одного глубоколоночного
планшета Eppendorf® 96/1000 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)