

B-2S, блок

ОПИСАНИЕ

B-2S блок для одного глубоколоночного планшета Sarstedt® Megablock 96/2200 мкл - Cat.No. 82.1972.002



KAT. HOMEP

BS-010159-CK

B-2S блок для одного глубоколоночного
планшета Sarstedt® Megablock 96/2200 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)