


## В-2А, блок

### ОПИСАНИЕ

В-2А блок для одного глубоколоночного планшета Axugen® 96/2200 мкл - Cat.No. P-2ML-SQ-C



### КАТ. HOMEP

BS-010159-FK

В-2А блок для одного глубоколоночного  
планшета Axugen® 96/2200 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)