


## В-2V, блок

### ОПИСАНИЕ

В-2V блок для одного глубоколоночного планшета Vector-Best® 96/1000 мкл



### КАТ. HOMEP

BS-010159-BK

В-2V блок для одного глубоколоночного  
планшета Vector-Best® 96/1000 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)