

R-0.5/0.2M, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор для 12 × 0.5 мл и 12 × 0.2 мл пробирок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0,5 мл

12

Количество пробирок по 0,2 мл

12



KAT. HOMEP

BS-010201-BK

Ротор R-0.5/0.2M



FV-2400

С роторами R-1.5M и R-0.5/0.2M
Миницентрифуга-вортекс Микроспин

Центрифуга-вортекс «Микроспин» **FV-2400** разработана специально для генно-инженерных исследований (для ПЦР-диагностики).

FV-2400 обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком.

FV-2400 является центрифугой «открытого ...

[читать далее](#)