

## R-1.5M, ротор

### ОПИСАНИЕ

Ротор для 12 x 1.5/2 мл пробирок

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 2 мл

12

Количество пробирок по 1,5 мл

12



### КАТ. HOMEP

BS-010201-AK

Ротор R-1.5M



**FV-2400**

С роторами R-1.5M и R-0.5/0.2M  
Миницентрифуга-вортекс Микроспин

Центрифуга-вортекс «Микроспин» FV-2400 разработана специально для генно-инженерных исследований (для ПЦР-диагностики).

FV-2400 обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком.

FV-2400 является центрифугой «открытого ...

[читать далее](#)