

SR-64, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор для 8 стрипов по 8 x 0.2 мл - для любого типа стрипов, в т.ч. спаренных

СПЕЦИФИКАЦИЯ

8-секционные стрипы

8

Количество пробирок по 0,2 мл

64



KAT. HOMEP

BS-010201-EK

Ротор SR-64



FV-2400

С роторами R-1.5M и R-0.5/0.2M
Миницентрифуга-вортекс Микроспин

Центрифуга-вортекс «Микроспин» **FV-2400** разработана специально для генно-инженерных исследований (для ПЦР-диагностики).

FV-2400 обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком.

FV-2400 является центрифугой «открытого ...

[читать далее](#)