

R-0.5/0.2, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор для 12 x 0.5 мл и 12 x 0.2 мл пробирок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0,5 мл

12

Количество пробирок по 0,2 мл

12



КАТ. HOMEP

BS-010205-BK

Ротор R-0.5/0.2



FVL-2400N

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Миницентрифуга-вортекс
Комби-Спин

Мини Центрифуга-вортекс
Комбиспин FVL-2400N
разработана специально для
генноинженерных
исследований (для
экспериментов по ПЦР-
диагностике). Может
использоваться в
микробиологических,
биохимических, клинических
лабораториях и
промышленных
биотехнологических
лабораториях.

FVL-2400N обеспечивает
возможность одновременного
перемешивания и ...

[читать далее](#)



MSC-3000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Миницентрифуга-вортекс
Мульти-Спин

Миницентрифуга-вортекс
MSC-3000 Мультиспин
является продуктом
многолетней эволюции
«Спин-Микс-Спин»
технологии, предназначенной
для «сброса» микрообъемов
реагентов на дно пробирки
(первое центрифугирование-
спин), последующего
перемешивания (микс) и
повторного сбора реагентов
(повторный спин) со стенок ...

[читать далее](#)



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2
Миницентрифуга-вортекс
Мульти-Спин

Миницентрифуга-вортекс
MSC-6000 Мультиспин
является продуктом
многолетней эволюции
«Спин-Микс-Спин»
технологии, предназначенной
для «сброса» микрообъемов
реагентов на дно пробирки
(первое центрифугирование-
спин), последующего
перемешивания (микс) и
повторного сбора реагентов
(повторный спин) со стенок ...

[читать далее](#)