

A-02, адаптер

ОПИСАНИЕ

Адаптер для 12 микротест пробирок 0,2 мл

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 0,2 мл

12



КАТ. НОМЕР

BS-010213-BK

A-02 адаптер - 12 штук для пробирок 0,2 мл

АКСЕССУАРЫ



Microspin 12 Plus

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Высокоскоростная мини-центрифуга

Персональная мини-центрифуга **Microspin 12 Plus** представляет собой компактную настольную центрифугу, разработанную для медико-биологических лабораторий.

Microspin 12 Plus используется при выделении РНК/ДНК, осаждении биологических компонентов, в биохимических и химических анализах микропроб ...

[читать далее](#)



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Высокоскоростная мини-центрифуга

Персональная мини-центрифуга **Microspin 12** представляет собой компактную настольную центрифугу, разработанную для медико-биологических лабораторий.

Microspin 12 используется при выделении РНК/ДНК, осаждении биологических компонентов, в биохимических и химических анализах микропроб веществ.

Дисплей ...

[читать далее](#)