

B2-50, блок

ОПИСАНИЕ

2 гнезда Ø 48 мм глубиной 58 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	2
Диаметр	48 мм
Глубина	58 мм



КАТ. HOMEP

BS-010418-AK

B2-50



CH 3-150

Without thermoblock

Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+150^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

[читать далее](#)