

## В6-25, блок

## ■ ОПИСАНИЕ

6 гнезд Ø 25 мм глубиной 40 мм

## **■** СПЕЦИФИКАЦИЯ

Глубина	40 мм
Вместимость	6
Диаметр	25 мм



■ KAT. HOMEP

**BS-010418-CK** B6-25

B6-25, блок Page 1 of 2





**CH 3-150** Without thermoblock Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 **CH 3-150** предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от –3°C до +150°C в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

читать далее

B6-25, блок Page 2 of 2