

В6-25, блок

ОПИСАНИЕ

6 гнезд Ø 25 мм глубиной 40 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Глубина	40 мм
Вместимость	6
Диаметр	25 мм



КАТ. HOMEP

BS-010418-CK

B6-25



CH 3-150

Without thermoblock

Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+165^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

[читать далее](#)