

B23-1.5, блок

ОПИСАНИЕ

23 гнезда для 1.5 мл пробирок глубиной 35 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок по 1.5 мл

23

Глубина

35 мм



KAT. HOMEP

BS-010418-DK

B23-1.5



CH 3-150

Without thermoblock

Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+165^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

[читать далее](#)