

B10-13, блок

ОПИСАНИЕ

10 плоскодонных гнезд Ø 13 мм глубиной 30 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр	13 мм
Глубина	30 мм
Вместимость	10



КАТ. HOMEP

BS-010418-LK

B10-13



CH 3-150

Without thermoblock

Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+150^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

[читать далее](#)