

## В18-12, блок

## ■ ОПИСАНИЕ

18 гнезд Ø 12 мм глубиной 58 мм

## **■** СПЕЦИФИКАЦИЯ

Глубина	58 мм
Вместимость	18
Диаметр	12 мм



■ KAT. HOMEP

**BS-010418-EK** B18-12

B18-12, блок Page 1 of 2





**CH 3-150** Without thermoblock Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 **CH 3-150** предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от –3°C до +150°C в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

читать далее

Page 2 of 2