

B18-12, блок

ОПИСАНИЕ

18 гнезд Ø 12 мм глубиной 58 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Глубина	58 мм
Вместимость	18
Диаметр	12 мм



КАТ. HOMEP

BS-010418-EK

B18-12



CH 3-150

Without thermoblock

Термостат с функцией охлаждения и нагрева

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации материалов при различных температурах в диапазоне от -3°C до $+165^{\circ}\text{C}$ в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в общем ...

[читать далее](#)