

MP-1

ОПИСАНИЕ

Лопаточный (70 x 70 мм)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	Лопаточный
Размер	378 × (70 × 70) × 8 мм



KAT. HOMEP

BS-010306-AK

MP-1



MM-1000

Without stirrer

Лабораторная программируемая механическая мешалка

Лабораторный программируемый мульти-миксер **MM-1000** (дизайн Bioforma) предназначен для перемешивания жидкостей и растворов объемом до 20 литров. Бесшумен и надёжен в работе, обеспечивает возможность непрерывного стабильного перемешивания до 7 суток.

Может ...

[читать далее](#)