

MP-2

ОПИСАНИЕ

Пропеллерный, 2-х лопастный (Ø60 мм)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	Пропеллерный
Размер	326 × 55 × 8 мм



KAT. HOMEP

BS-010306-BK

MP-2



MM-1000

Without stirrer

Лабораторная программируемая механическая мешалка

Лабораторный программируемый мульти-миксер **MM-1000** (дизайн Bioforma) предназначен для перемешивания жидкостей и растворов объемом до 20 литров. Бесшумен и надёжен в работе, обеспечивает возможность непрерывного стабильного перемешивания до 7 суток.

Может ...

[читать далее](#)