

MP-3

ОПИСАНИЕ

Пропеллерный, 3-х лопастный (Ø50 мм)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер

325 × 50 × 8 мм

Тип

Пропеллерный



KAT. HOMER

BS-010306-CK

MP-3



MM-1000

Without stirrer

Лабораторная программируемая механическая мешалка

Лабораторный программируемый мульти-миксер **MM-1000** (дизайн Bioforma) предназначен для перемешивания жидкостей и растворов объемом до 20 литров. Бесшумен и надёжен в работе, обеспечивает возможность непрерывного стабильного перемешивания до 7 суток.

Может ...

[читать далее](#)