

MA-1

ОПИСАНИЕ

Якорный (Ø90 мм, высота 48 мм)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер

332 × 90 × 8 мм

Тип

Якорный



КАТ. HOMEP

BS-010306-DK

MA-1



MM-1000

Without stirrer

Лабораторная программируемая механическая мешалка

Лабораторный программируемый мульти-миксер **MM-1000** (дизайн Bioforma) предназначен для перемешивания жидкостей и растворов объемом до 20 литров. Бесшумен и надёжен в работе, обеспечивает возможность непрерывного стабильного перемешивания до 7 суток.

Может ...

[читать далее](#)