

MC-1

ОПИСАНИЕ

Центрифужный (Ø60 мм)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	Центрифужный
Размер	358 × 60 (110) × 8 мм



КАТ. HOMEP

BS-010306-EK

MC-1



MM-1000

Without stirrer

Лабораторная программируемая механическая мешалка

Лабораторный программируемый мульти-миксер **MM-1000** (дизайн Bioforma) предназначен для перемешивания жидкостей и растворов объемом до 20 литров. Бесшумен и надёжен в работе, обеспечивает возможность непрерывного стабильного перемешивания до 7 суток.

Может ...

[читать далее](#)