

Двойной зажим

ОПИСАНИЕ

Для крепления прибора



КАТ. HOMEP

BS-010306-LK

Двойной зажим



MM-1000

Without stirrer

Лабораторная программируемая механическая мешалка

Лабораторный программируемый мульти-миксер **MM-1000** (дизайн Bioforma) предназначен для перемешивания жидкостей и растворов объёмом до 20 литров. Бесшумен и надёжен в работе, обеспечивает возможность непрерывного стабильного перемешивания до 7 суток.

Может ...

[читать далее](#)