

SRB, Штатив


ОПИСАНИЕ

Штатив для крепления прибора

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер

250 × 370 × 870 мм



KAT. HOMEP

BS-010306-KK

Штатив



MM-1000

Without stirrer

Лабораторная программируемая механическая мешалка

Лабораторный программируемый мульти-миксер **ММ-1000** (дизайн Bioforma) предназначен для перемешивания жидкостей и растворов объёмом до 20 литров. Бесшумен и надёжен в работе, обеспечивает возможность непрерывного стабильного перемешивания до 7 суток.

Может ...

[читать далее](#)