

СКГ16, Калибровочный набор

ОПИСАНИЕ

СКГ16 Набор для работы со стеклянными пробирками диаметром 16 мм, стандарты - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 (латексные частицы).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр

16 мм



KAT. HOMEP

BS-050102-BK

СКГ16 - ø16мм - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

АКСЕССУАРЫ



DEN-1
BS-050102-AAF
Денситометр

Денситометр **DEN-1** предназначен для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180×10^7 клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в ...

[читать далее](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Денситометр

Денситометр **DEN-1B** предназначены для измерения мутности клеточных суспензий в пределах диапазона 0,0–6,0 единиц МакФарланда (McF) (0 – 180×10^7 клеток/мл).

Возможности прибора предусматривают измерение мутности суспензий и в более широких ...

[читать далее](#)



DEN-600
BS-050109-AAA
Фотометр

DEN-600 - это компактный портативный фотометр с питанием от аккумуляторной батареи. DEN-600 использует оптическую систему с длиной волны 600 нм, которая позволяет применять: 1) метод Abs (ОП600), который оценивает общее ...

[читать далее](#)