

HB-330

ОПИСАНИЕ

Дополнительный фиксирующий стержень для платформы UP-330



KAT. HOMEP

BS-010145-BK

HB-330 дополнительный фиксирующий
стержень для платформы UP-330



UP-330
BS-010145-AK
платформа

Универсальная платформа с регулируемыми фиксирующими стержнями позволяет разместить лабораторную посуду различной геометрии.



PSU-20i
Without platform
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)