


# MA-8, 8-канальная гребенка

## ОПИСАНИЕ

8-канальная гребенка, автоклавируемая



## КАТ. HOMEP

BS-040108-BK

MA-8, дополнительная 8-канальная гребенка,  
MA-8, 8-канальная гребенка



**FTA-1**  
BS-040108-AAG  
Аспиратор с колбой-ловушкой

Аспиратор с колбой-ловушкой **FTA-1** предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул.

Прибор также может ...

[читать далее](#)



**FTA-2i**  
BS-040120-A02  
Аспиратор с колбой-ловушкой

Аспиратор с сосудом-ловушкой **FTA-2i** предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта, буфера и жидкости со стенок пробирок (например, при очистке ДНК/РНК и других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть ...

[читать далее](#)