

Универсальный штатив

ОПИСАНИЕ

Универсальный штатив (фиксированный) для 8 пипеток

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость

8



КАТ. НОМЕР

BS-010523

Универсальный штатив (фиксированный) для 8 пипеток

АКСЕССУАРЫ



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
Серия пипеток

Серия пипеток Assist – это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели.

Многоканальные (8 и ...

[читать далее](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
Серия пипеток с фиксатором объема

Серия пипеток Assist с фиксатором объема – это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели. ...

[читать далее](#)