

Линейный штатив, 1 место

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость

1



KAT. HOMEP

BS-010524

Линейный штатив, 1 место

АКСЕССУАРЫ



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
Серия пипеток

Серия пипеток **Assist** – это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели.

Многоканальные (8 и ...

[читать далее](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
Серия пипеток с фиксатором объема

Серия пипеток **Assist** с фиксатором объема – это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели. ...

[читать далее](#)