


## Линейный штатив, 4 места

### ОПИСАНИЕ

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость

4



### КАТ. HOMEP

BS-010525

Линейный штатив, 4 места

### АКСЕССУАРЫ



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel  
Серия пипеток

Серия пипеток Assist – это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели.

Многоканальные (8 и ...

[читать далее](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel  
Серия пипеток с фиксатором объема

Серия пипеток Assist с фиксатором объема – это одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема для дозирования жидкости в пределах от 0,1 до 10000 мкл у одноканальных, в зависимости от модели. ...

[читать далее](#)