

TubeSpin® Bioreactor 50 - 180

ОПИСАНИЕ

50 мл пробирки с мембранным фильтром TubeSpin® Bioreactor 50, TPP® 180 шт.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество пробирок в комплекте

180

Объем

50 мл



КАТ. НОМЕР

BS-010158-CK

50 мл пробирки с мембранным фильтром
TubeSpin® Bioreactor 50, TPP®
180 шт.



RTS-1

С пробирками TPP TubeSpin®
Bioreactor 50 мл, 20 шт
Персональный биореактор

RTS-1 и RTS-1C являются персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением биореактора вокруг своей оси с изменением ...

[читать далее](#)



RTS-1C

С пробирками TPP TubeSpin®
Bioreactor 50 мл, 20 шт
Персональный биореактор

RTS-1 и RTS-1C являются персональными биореакторами, которые используют запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением биореактора вокруг своей оси с изменением ...

[читать далее](#)



RTS-8

С пробирками TPP TubeSpin®
Bioreactor 50 мл, 20 шт
Персональный
мультиканальный биореактор с
неинвазивным измерением ОП
в реальном режиме времени

RTS-8 является многоканальным персональным биореактором, который использует запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением пробирки вокруг своей оси с изменением направления ...

[читать далее](#)



RTS-8 Plus

С пробирками TPP TubeSpin®
Bioreactor 50 мл, 20 шт и
стерильными пробирками TPP
TubeSpin® Bioreactor, 50 мл, с
датчиками pH и O2, 10 шт
Персональный
мультиканальный биореактор с
неинвазивным измерением ОП
pH и pO2 в реальном режиме
времени

RTS-8 plus является многоканальным персональным биореактором, который использует запатентованную технологию Reverse-Spin®, которая применяет неинвазивное, механически управляемое, энергосберегающее, инновационное перемешивание, когда клеточная суспензия смешивается вращением пробирки вокруг своей оси с изменением ...

[читать далее](#)