


Комплект внешних предварительных фильтров (полифосфат/угольный/1µm) с манометром

ОПИСАНИЕ



КАТ. HOMEP

BS-070104-LK

Комплект внешних предварительных фильтров (полифосфат/угольный/1µm) с манометром

АКСЕССУАРЫ



Labaqua Trace

BS-070105-A02

система сверхчистой воды



Labaqua HPLC

BS-070104-A02

система сверхчистой воды



Labaqua Bio

30 л накопительный бак

система сверхчистой воды

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Любая конфигурация системы сверхчистой воды Labaqua производит как сверхчистую, ...

[читать далее](#)

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua HPLC используется для получения воды, тщательно очищенной не ...

[читать далее](#)

Системы сверхчистой воды Labaqua – это многофункциональные системы очистки воды. Системы Labaqua, производящие чистую и сверхчистую воду непосредственно из водопроводной воды.

Labaqua Bio производит воду, свободную от РНКазы, ДНКазы, неорганических ...

[читать далее](#)