


Набор для штабелирования 3 × ES-20/80 | ES-20/80C

ОПИСАНИЕ



КАТ. HOMEP

BS-010167-ПК

Набор для штабелирования 3× ES-20/80 | ES-20/80C



ES-20/80

Software included, without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80 для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор ES-20/80C для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)