

TR-30/13, штатив

ОПИСАНИЕ

Штатив для пробирок от $\varnothing 10$ до $\varnothing 13$ мм, вместимость 30 пробирок. ШхГхВ: 155x90x112 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	30
Размер пробирки	$\varnothing 10-13$ мм



КАТ. НОМЕР

BS-010406-1К

Штатив для пробирок от $\varnothing 10$ до $\varnothing 13$ мм,
вместимость 30 пробирок



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Баня-термостат водяная (с перемешиванием)

Водяная баня-термостат **WB-4MS** предназначена для проведения химических, фармакологических, медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддержания постоянной температуры в диапазоне от температуры окружающей среды до 100°C.

Модель **WB-4MS** обеспечивает повышенную ...

[читать далее](#)